

Anticorpo Policlonale Anti-Hla-Drb3 Per Wb Ed Elisa - P79483

Numero articolo: CM0013139



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'HLA-DRB3 umano (catena beta 3 del MHC di classe II DR). Validato per WB ed ELISA, reagisce in modo incrociato con Umano, Topo, Ratto. Ideale per lo studio dell'immunità adattativa e della presentazione dell'antigene.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HLA-DRB3 Rabbit pAb
Note/Alias	DRB3; HLA-DPB1; HLA-DR1B; HLA-DR3B; HLA-DRB3*; HLA-DRB3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3125
Gene ID	3125
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-227 dell'HLA-DRB3 umano (NP_072049.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P79483
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio