

Anticorpo Policlonale Anti-Hla-E Per Wb E Elisa - P13747

Numero articolo: CM0026397



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting HLA-E umano (antigene di classe I MHC E) per Western blot e ELISA. Validato su campioni umani, questo anticorpo supporta gli studi sulla sorveglianza immunitaria e sulle cellule NK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HLA-E pAb coniglio
Note/Alias	QA1; HLA-6.2; HLA-E
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3133
GeneID	3133
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 dell'HLA-E umano (NP_005507.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P13747
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio