

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Hla-G Per Wb, If/Icc, Elisa - P17693

Numero articolo: CM0007203



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti HLA-G umano (MHC-G). Adatto per western blot, IF/ICC ed ELISA. Ideale per lo studio della regolazione immunitaria a livello dell'interfaccia materno-fetale. Reagisce con campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HLA-G Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	MHC-G; HLA-G
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3135
GeneID	3135
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 50-150 dell'HLA-G umano (NP_002118.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P17693
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio