


Anticorpo Policlonale Anti-Hltf Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q14527

Numero articolo: CM0026200



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HLTf umano (ATPasi DNA-dipendente/E3 ubiquitina-proteina ligasi), validato per WB ed ELISA. Bersaglia un importante rimodellatore della cromatina coinvolto nella tolleranza al danno al DNA, nella regolazione della trascrizione e nel mantenimento della metilazione del DNA. Ideale per la ricerca sulla riparazione del DNA e sull'epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HLTf Rabbit pAb
Note/Alias	ZBU1; HLTf1; RNF80; HIP116; SNF2L3; HIP116A; SMARCA3; HLTf
Specie	Umano
GenelD (Umano)	6596
GenelD	6596
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 726-1009 di HLTf umano (NP_620636.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q14527
Peso Proteico	114kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio