

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Hlx Per Wb, Elisa - Q14774

Numero articolo: CM0030233

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-HLX validato per WB ed ELISA. Mirante alla proteina homeobox simile a H2.0 umana coinvolta nella differenziazione delle cellule Th1. Adatto per la ricerca sull'embriogenesi e l'ematopoiesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HLX Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	HB24; HLX1; HLX
Specie	Umano
GeneID	3142
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q14774
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio