

Anticorpo Policlonale Anti-Hmbs Per Wb, Elisa - P08397

Numero articolo: CM0024539



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting HMBS umano (porfobilinogeno deaminasi), adatto per WB e ELISA. Reagisce con umano e topo. Essenziale per la ricerca sulla biosintesi dell'eme e sul metabolismo delle porfirine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HMBS Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	UPS; PBGD; PORC; PBG-D; HMBS
Specie	Umano
GeneID (umano)	3145
GeneID	3145
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-361 di HMBS umano (NP_000181.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P08397
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio