

## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hmbs Per Wb, Elisa - P08397

Numero articolo: CM0002090



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-HMBS, validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con HMBS umana, murina e di ratto (porfobilinogeno deaminasi), un enzima della biosintesi dell'eme (UniProt P08397).

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | HMBS Rabbit mAb                                                                                                                   |
| Annotazioni/Alias   | UPS; PBGD; PORC; PBG-D; HMBS                                                                                                      |
| Specie              | Umana                                                                                                                             |
| ID gene             | 3145                                                                                                                              |
| Immunogeno          | Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 250-350 della HMBS umana (P08397). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                             |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Reattività crociata | Umana, Topo, Ratto                                                                                                                |
| SWISS               | P08397                                                                                                                            |
| Peso proteico       | 39kDa                                                                                                                             |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                             |