

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hmg20A Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Np66

Numero articolo: CM0028630

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro HMG20A, adatto per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Ideale per studi sulla regolazione della cromatina e sulla differenziazione neuronale. - Q9NP66

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HMG20A Rabbit pAb
Note/Alias	HMGX1; HMGXB1; HMG20A
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10363
ID Gene	10363
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-347 di HMG20A umana (NP_060670.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NP66
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio