

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hmg20B Per Wb, Elisa - Q9P0W2

Numero articolo: CM0020339

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro HMG20B (BRAF35, SOXL), adatto per applicazioni Western blot ed ELISA con reattività crociata verso campioni umani e di topo. Ideale per la ricerca sulla cromatina, il ciclo cellulare e la trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HMG20B Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	SOXL; HMGX2; BRAF25; BRAF35; HMGXB2; PP7706; pp8857; SMARCE1r; HMG20B
Specie	Umana
ID gene (Umano)	10362
ID gene	10362
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-317 di HMG20B umano (NP_006330.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9P0W2
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio