

Anticorpo Monoclonale Anti-Hmga1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa, Chip-Seq - P17096

Numero articolo: CM0010366



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro HMGA1 umano (P17096), adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA e ChIP-seq. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. HMGA1 è una proteina legante il DNA coinvolta nella struttura della cromatina e nella regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HMGA1 Anticorpo monoclonale di coniglio (mAb)
Osservazioni/Alias	HMG-R; HMGY; HMGA1A; HMGA1
Specie	Umano
GeneID	3159
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-107 di HMGA1 umano (P17096).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P17096
Peso Proteico	12kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio