


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hmga1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P17096

Numero articolo: CM0023704



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'HMGA1 umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Bersaglia la proteina del gruppo ad alta mobilità HMG-I/HMG-Y coinvolta nella regolazione della trascrizione e nella struttura della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-HMGA1
Note/Alias	HMG-R; HMGY; HMGA1A; HMGA1
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	3159
ID Gene	3159
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 dell'HMGA1 umano (NP_665908.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	P17096
Peso proteico	12 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio