

Anti-Hmga2 Mab Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52926

Numero articolo: CM0007609

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che riconosce HMGA2 (proteina high mobility group AT-hook 2). Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in uomo e topo. Ideale per lo studio della regolazione trascrizionale e del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HMGA2 mAb di coniglio
Note/Alias	BABL; LIPO; SRS5; HMGIC; HMGI-C; STQTL9; HMGA2
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	8091
GeneID	8091
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'HMGA2 umano (NP_003474.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P52926
Peso proteico	12 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio