

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Hmga2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P52926

Numero articolo: CM0028977

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-HMGA2 di alta qualità (P52926), validato per Western blot, immunoistochimica e ELISA, con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Ideale per ricerche sulla regolazione trascrizionale e sulla struttura della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	HMGA2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	BABL; LIPO; SR55; HMGIC; HMGI-C; STQTL9; HMGA2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	8091
ID gene	8091
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 55-109 della HMGA2 umana (NP_003474.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P52926
Peso proteico	12kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio