


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hmgb1 (Convalidato Ko) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09429

Numero articolo: CM0003189



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio convalidato KO contro HMGB1 umano (P09429). Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Rilevante per la ricerca in biologia della cromatina, infiammazione e autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Nome Prodotto	[Convalidato KO] HMGB1 Anticorpo monoclonale di coniglio
Note/Alias	HMG1; HMG3; HMG-1; SBP-1; B1
Specie	Umano
ID Gene	3146
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di HMGB1 umano (P09429).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P09429
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio