

Anticorpo Policlonale Anti-Hmgb2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P26583

Numero articolo: CM0021234

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HMGB2, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva HMGB2 umano, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca su cromatina e trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HMGB2 Rabbit pAb
Note/Alias	HMG2; HMGB2
Specie	Umana
ID gene (umano)	3148
ID gene	3148
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P26583
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Giacchio refrigerante