

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hmgb2 Per Wb - P26583

Numero articolo: CM0011750

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro HMGB2 (HMG2) umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP e CUT&Tag. Rileva HMGB2 in campioni di origine umana, murina e ratto. Ideale per ricerche sulla regolazione della cromatina e trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HMGB2 Rabbit mAb
Note/Alias	HMG2; HMGB2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	3148
ID gene	3148
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di HMGB2 umano (P26583).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, CUT&Tag
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P26583
Peso proteico	24 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio