

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hmgb2 Per Wb, Elisa - P26583

Numero articolo: CM0030119

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HMGB2, validato per Western blotting e ELISA. Reagisce con HMGB2 umano, di topo e di ratto (24 kDa). Adatto per la ricerca sulla struttura della cromatina, trascrizione e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HMGB2 Rabbit pAb
Note/Alias	HMG2; HMGB2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3148
ID Gene	3148
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 di HMGB2 umano (P26583)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P26583
Peso Proteico	24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio