


Anticorpo Policlonale Anti-Hmgb3 Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - O15347

Numero articolo: CM0015840



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato all'HMGB3 umano (proteina B3 del gruppo ad alta mobilità, HMG4/HMG-2a). Adatto per Western blot ed ELISA; reazione crociata con il ratto. Ideale per la ricerca sulla cromatina, sulla trascrizione e sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HMGB3 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	HMG4; HMG-4; HMG2A; HMG-2a; HMGB3
Specie	Umano
GeneID (umano)	3149
GeneID	3149
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	O15347
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio