

Anticorpo Policlonale Anti-Hmgcl Per Wb, Ihc-P, Elisa - P35914

Numero articolo: CM0027585



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HMGCL umano, una liasi mitocondriale critica per la chetogenesi e il catabolismo della leucina. Validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sui disturbi metabolici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HMGCL Rabbit pAb
Note/Alias	HL, HMGCL
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3155
GeneID	3155
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-325 di HMGCL umano (NP_000182.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P35914
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio