

Anticorpo Policlonale Anti-Hmgcr Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04035

Numero articolo: CM0021112



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro HMGCR (3-idrossi-3-metilglutaril-coenzima A reduttasi), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA nell'uomo, topo e ratto. Adatto per la ricerca sul metabolismo del colesterolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettaglio
Nome prodotto	HMGCR Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	LDLCQ3; HMGCR
Specie	Umano
GenelD (umano)	3156
GenelD	3156
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P04035
Peso proteico	97kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio