


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hmgcs1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q01581

Numero articolo: CM0029658



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per HMGCS1 umano, validato per WB, IF/ICC e ELISA con reazione crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sul metabolismo del colesterolo e sulla biosintesi lipidica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	HMGCS1 Rabbit pAb
Note/Alias	HMGCS; HMGCS1
Specie	Uomo
GenelD (umano)	3157
GenelD	3157
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 241-520 di HMGCS1 umano (NP_002121.4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q01581
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio