


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hmgcs2 Per Wb, If, Ihc-P, Elisa - P54868

Numero articolo: CM0006959



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'HMGCS2 umano, validato per WB, IF, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Utile per studi sulla chetogenesi e sul metabolismo mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-HMGCS2
Note/Alias	HMGCS2; Idrossimetilglutaril-CoA sintasi; mitocondriale; 3-idrossi-3-metilglutaril coenzima A sintasi; 3-idrossi-3-metilglutaril-CoA sintasi 2
Specie	Umana
ID Gene	3158
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 400-500 dell'HMGCS2 umano. (NP_005509.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P54868
Peso proteico	50KDa/52KDa/56KDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio