


## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Hmgcs2 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P54868

Numero articolo: CM0013903



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia HMGCS2 umano, validato per WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per ricerche su chetogenesi, metabolismo lipidico e mitocondri.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | HMGCS2 Rabbit pAb                                                                                                              |
| Annotazioni/Alias   | HMGCS2                                                                                                                         |
| Specie              | Uomo                                                                                                                           |
| GeneID              | 3158                                                                                                                           |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 269-508 di HMGCS2 umano (NP_005509.1) |
| Provenienza         | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                          |
| Applicazione        | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                         |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                              |
| SWISS               | P54868                                                                                                                         |
| Peso proteico       | 57kDa                                                                                                                          |
| Spedizione          | Ghiaccio                                                                                                                       |