

Anticorpo Policlonale Anti-Hmgn1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P05114

Numero articolo: CM0025140

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce HMGN1 umano (HMG14), una proteina cromosomica non istonica. Validato per WB, IF/ICC ed ELISA; reagisce con umano e topo. Adatto per la ricerca su cromatina ed espressione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	HMGN1 pAb di Coniglio
Osservazioni/Alias	HMG14; HMGN1
Specie	Umano
GeneID	3150
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di HMGN1 umano (NP_004956.5).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P05114
Peso Proteico	11kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio