

Anti-Hmox1 (Ho-1) Anticorpo Monoclonale Rabbito Per Citofluorimetria Intracellulare - P09601

Numero articolo: CM0008261



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbito coniugato che lega HMOX1 (HO-1) umano per citofluorimetria intracellulare. Validato per studi su apoptosi, stress ossidativo e degradazione dell'eme. SWISS: P09601.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human HMOX1 mAb
Annotazioni/Alias	HO-1; HSP32; HMOX1D; bK286B10
Specie	Umana
GeneID (Umana)	3162
GeneID	3162
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-265 dell'Eme Ossigenasi 1 umana (HO-1/HMOX1) (NP_002124.1)
Origine	Rabbito
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Umana
SWISS	P09601
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio