

Anticorpo Policlonale Anti-Hmox1 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P14901

Numero articolo: CM0024444

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a Hmox1 di topo (eme ossigenasi 1), convalidato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce con topo e ratto. Ideale per studi sull'apoptosi, sullo stress ossidativo e sul metabolismo dell'eme.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Hmox1 Rabbit pAb
Note/Alias	HO1; HO-1; Hmox; Hemox; Hsp32; D8Wsu38e; Hmox1
Specie	Topo
GenelD (umano)	15368
GenelD	15368
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-266 di Hmox1 di topo (NP_034572.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P14901
Peso proteico	33KDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio