


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hmox2 Per Wb, Elisa - P30519

Numero articolo: CM0027903



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro HMOX2 (eme ossigenasi-2), validato per Western blot ed ELISA. Reagisce con HMOX2 umana, murina e di ratto. Ideale per la ricerca sul catabolismo dell'eme e sulla segnalazione del CO.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HMOX2 Rabbit pAb
Note/Alias	HO-2; HMOX2
Specie	Umana
GeneID (Umano)	3163
GeneID	3163
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 di HMOX2 umana (NP_002125.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, topo, ratto
SWISS	P30519
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio