

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Hn1 Per Wb, Elisa - Q9Uk76

Numero articolo: CM0006900

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti HN1 umano (JPT1), adatto per Western blot e ELISA.

Riconosce una proteina di 16 kDa coinvolta nella regolazione del ciclo cellulare, nell'adesione e nella segnalazione del recettore degli androgeni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HN1 mAb coniglio
Osservazioni/Alias	HN1; ARM2; HN1A
Specie	Umano
GeneID (umano)	51155
GeneID	51155
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 50-154 di HN1 umano (NP_057269.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9UK76
Peso proteico	16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio