

Anticorpo Monoclonale Anti-Hnf-4-Alpha Per Wb, Ihc-P, Elisa E Chip - P49698

Numero articolo: CM0002164

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si targeting HNF-4-alpha, un recettore nucleare critico per lo sviluppo del fegato e il ritmo circadiano. Validato per WB, IHC-P, ELISA e ChIP con cross-reattività in umano, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HNF-4-alpha Rabbit mAb
Note/Alias	Hnf4; HNF-4; MODY1; Nr2a1; Tcf14; TCF-14; Hnf4alpha; HNF-4-alpha
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	3172
Gene ID	15378
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA, ChIP
Cross Reattività	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P49698
Peso Proteico	53kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio