


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hnf1A Per Wb, Elisa - P20823

Numero articolo: CM0029124



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HNF1 α umano (Fattore nucleare degli epatociti 1-alfa), adatto per WB ed ELISA. Rileva HNF1 α endogeno in campioni umani, di topo e di ratto. Per la ricerca sulla trascrizione specifica del fegato e sul diabete.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	HNF1 α Rabbit pAb
Note/Alias	HNF1; LFB1; TCF1; HNF4A; MODY3; TCF-1; HNF-1A; IDDM20; HNF1alpha; HNF-1-alpha; HNF1 α
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6927
GeneID	6927
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-130 di HNF1 α umano (NP_000536.6).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P20823
Peso Proteico	67kDa
Spedizione	Borsa refrigerante