

Anticorpo Policlonale Anti-Hnf4A Per Wb E Elisa - P41235

Numero articolo: CM0019741



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HNF4A umana, validato per WB e ELISA. Adatto per lo studio della regolazione trascrizionale dei geni epatici, del ritmo circadiano e delle malattie metaboliche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HNF4A Rabbit pAb
Note/Alias	TCF; HNF4; MODY; FRTS4; MODY1; NR2A1; TCF14; HNF4a7; HNF4a8; HNF4a9; NR2A21; TCF-14; HNF4alpha; HNF4A
Specie	Umana
GeneID (umano)	3172
GeneID	3172
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 226-325 di HNF4A umana (NP_849180.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P41235
Peso proteico	53kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio