


Anticorpo Policlonale Anti-Hnf4G Per Wb, If/Icc, Elisa - Q14541

Numero articolo: CM0023749



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a HNF4G umano (NR2A2), validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA; cross-reagisce con topo e ratto; rileva una banda di ~46 kDa. Ideale per lo studio della funzione dei fattori di trascrizione dei recettori nucleari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HNF4G Rabbit pAb
Note/Alias	NR2A2; NR2A3; HNF4G
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3174
GeneID	3174
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 366-445 di HNF4G umano (NP_004124.4).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14541
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio