

Anticorpo Policlonale Anti-Hnmt Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P50135

Numero articolo: CM0020444



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la HNMT umana. Validato per WB, IF/ICC, IP ed ELISA. Reagisce crociatamente con il topo. Ideale per la ricerca sul metabolismo dell'istamina e sulla risposta delle vie aeree.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HNMT Rabbit pAb
Note/alias	HMT; MRT51; HNMT-S1; HNMT-S2; HNMT
Specie	Umano
ID del gene (umano)	3176
ID del gene	3176
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-292 della HNMT umana (NP_008826.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	P50135
Peso della proteina	33 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante