

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hnmt Per Wb, Ip, Elisa - P50135

Numero articolo: CM0017698



introduzione

Anticorpo policlonale anti-HNMT di coniglio di alta qualità, validato per WB, IP ed ELISA, diretto contro la istamina N-metiltransferasi umana e murina (33 kDa). Ideale per la ricerca sul metabolismo dell'istamina e sulla risposta delle vie aeree.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HNMT pAb di coniglio
Note/Alias	HMT; MRT51; HNMT-S1; HNMT-S2; HNMT
Specie	Umana
GeneID	3176
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-292 della HNMT umana (NP_008826.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umana, murina
SWISS	P50135
Peso della proteina	33 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio