


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hnrnp A1 Per Wb - P09651

Numero articolo: CM0003158



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro hnRNP A1 umano (P09651). Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio del processing degli mRNA e della neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	hnRNP A1 mAb di coniglio
Annotazioni / Alias	UP 1; ALS19; ALS20; HNRPA1; IBMPFD3; HNRPA1L3; hnRNP A1; hnRNP-A1
Specie	Umana
GenelD (Umano)	3178
GenelD	3178
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 250-350 di hnRNP A1 umano (P09651)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P09651
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio