

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Hnrnp C Per Wb, If, Elisa - P07910

Numero articolo: CM0010863



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-hnRNP C, reattivo con uomo e topo, validato per WB, IF/ICC, IF-P e ELISA. Mira alle ribonucleoproteine nucleari eterogenee C1/C2, coinvolte nel legame e nello splicing del pre-mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	hnRNP C Rabbit mAb
Note/Alias	C1; C2; HNRNP; HNRPC; SNRPC; hnRNP C
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3183
GeneID	3183
Immunogeno	Proteina ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 80-170 dell'hnRNP C umano (P07910)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	P07910
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio