

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hnrrnp C1/C2 - P07910

Numero articolo: CM0019847



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'hnRNP C (C1/C2) umano. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studi sul legame del pre-mRNA, sulla stabilità dell'mRNA e sullo splicing.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	hnRNP C Rabbit pAb
Note/Alias	C1; C2; HNRNP; HNRPC; SNRPC; hnRNP C
Specie	Umano
GeneID (umano)	3183
GeneID	3183
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 86-190 dell'hnRNP C umano (NP_112604.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P07910
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio