

Anticorpo Policlonale Anti-Hnrrnp E1/Pcbp1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15365

Numero articolo: CM0017171



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti hnRNP E1/PCBP1 umano convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Riconosce campioni di origine umana, murine e ratto. Bersaglia una proteina legante l'acido nucleico a filamento singolo coinvolta nella processazione dell'RNA e nella replicazione virale. Ideale per lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	hnRNP E1/PCBP1 Rabbit pAb
Note/Alias	HNRPX; HNRPE1; hnRNP-X; HEL-S-85; hnRNP-E1; hnRNP E1/PCBP1
Specie	Umana
GenelD (umana)	5093
GenelD	5093
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 dell'hnRNP E1/hnRNP E1/PCBP1 umano (NP_006187.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q15365
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio