

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hnrnp E1/Pcbp1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q15365

Numero articolo: CM0004025



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alte prestazioni per l'hnrnp E1/PCBP1 umano (SWISS: Q15365). Validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso umano e topo. Ideale per la ricerca sulle proteine leganti l'RNA e sull'eritropoiesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio hnRNP E1/PCBP1
Note/Alias	HNRPX; HNRPE1; hnRNP-X; HEL-S-85; hnRNP-E1; hnRNP E1/PCBP1
Specie	Umano
GeneID	5093
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 dell'hnRNP E1/PCBP1 umano (NP_006187.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q15365
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio