


Anticorpo Policlonale Anti-Hnrnp E2/Pcbp2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15366

Numero articolo: CM0024704



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'hnrnp E2/PCBP2 umano (Q15366), validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Ha reattività crociata con topo e ratto. Ideale per lo studio della processazione dell'RNA e dell'immunità innata antivirale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	hnRNP E2/PCBP2 Rabbit pAb
Note / Alias	HNRPE2; HNRNPE2; hnRNP-E2; hnRNP E2/PCBP2
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	5094
GeneID	5094
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 150-250 dell'hnRNP E2/PCBP2 umano (NP_001122383.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15366
Peso proteico	39 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio