


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hnrnp E2/Pcbp2 Per Wb, Ip, Elisa - Q15366

Numero articolo: CM0005415



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia hnRNP E2/PCBP2 (SWISS: Q15366). Adatto per WB, IP, ELISA con reattività umana, di topo e di ratto. Per la ricerca IVD e lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	hnRNP E2/PCBP2 mAb di coniglio
Note/Alias	HNRPE2; HNRNPE2; hnRNP-E2; hnRNP E2/PCBP2
Specie	Umana
ID gene (Umano)	5094
ID gene	5094
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 150-250 di hnRNP E2/PCBP2 umano (NP_001122383.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15366
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio