


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hnrnp E2/Pcbp2 Per Wb, Ip, Elisa - Q15366

Numero articolo: CM0003879



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro hnRNP E2/PCBP2 umano. Validato per WB, IP, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per ricerca su segnalazione antivirale, metabolismo dell'RNA e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-hnRNP E2/PCBP2
Note/Alias	HNRPE2; HNRNPE2; hnRNP-E2; hnRNP E2/PCBP2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5094
GeneID	5094
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 220-350aa di hnRNP E2/PCBP2 umano (NP_001122383.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15366
Peso proteico	39 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio