

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hnrnp F Per Wb, If/Icc, Elisa - P52597

Numero articolo: CM0007661



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro hnRNP F umano. Validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Utile per lo studio della maturazione del pre-mRNA e dello splicing alternativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	hnRNP F Rabbit mAb
Note/Alias	HNRNPF; HNRPF; OK/SW-cl.23; mcs94-1; ribonucleoproteina nucleare eterogenea F; hnRNP F
Specie	Umano
ID del gene	3185
Immunogeno	Peptide sintetico derivato da hnRNP F umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P52597
Peso della proteina	46 kDa
Spedizione	Confezione refrigerata con ghiaccio