

Anticorpo Policlonale Anti-Hnrnp K Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61978

Numero articolo: CM0022509



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro hnRNP K umano (P61978), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Immunogeno ricombinante (aa 1-280). Ideale per studi sul metabolismo del pre-mRNA e sulla risposta al danno del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	hnRNP K Rabbit pAb
Note/Alias	AUKS; CSBP; TUNP; HNRPK; hnRNP K
Specie	Umano
GeneID (umano)	3190
GeneID	3190
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 di hnRNP K umano (NP_112552.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P61978
Peso della proteina	51 kDa
Spedizione	Confezione refrigerante