

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hnrnp K Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61978

Numero articolo: CM0002689



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che targetizza l'hnRNP K umano; validato per Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla processazione del pre-mRNA, la segnalazione di p53 e la differenziazione neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	hnRNP K Rabbit mAb
Annotazioni/Altri nomi	AUKS; CSBP; TUNP; HNRPK; hnRNP K
Specie	Umana
GeneID (Umano)	3190
GeneID	3190
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'hnRNP K umano (P61978).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P61978
Peso proteico	49kDa/51kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio