


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hnrnp Q/Syncrip Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60506

Numero articolo: CM0012011



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro l'hnrnp Q/SYNCRIP umano (SWISS: O60506). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sul metabolismo dell'RNA e sul controllo traduzionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di Coniglio hnRNP Q/SYNCRIP
Note/Alias	PP68; NSAP1; GRYRBP; HNRNPQ; HNRPQ1; GRY-RBP; hnRNP-Q; hnRNP Q/SYNCRIP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10492
GeneID	10492
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 524-623 dell'hnRNP Q/SYNCRIP umano (O60506)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O60506
Peso Proteico	70kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio