

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hnrnp U Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q00839

Numero articolo: CM0028031

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro hnRNP U (SAF-A), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA in umano, topo e ratto. Adatto per studi di architettura della cromatina, trascrizione e biologia dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio anti-hnRNP U
Note/Alias	SAFA; DEE54; HNRPU; SAF-A; U21.1; pp120; EIEE54; GRIP120; hnRNP U; HNRNPU-AS1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3192
ID Gene	3192
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 608-825 di hnRNP U umano (NP_114032.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q00839
Peso Proteico	91kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio