

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Hnrnpa0 Per Wb, Ip, Elisa - Q13151

Numero articolo: CM0028975

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro HNRNPAHNRNPA0) umano. Validato per applicazioni WB, IP, ELISA con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Adatto per studi sulla regolazione post-trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HNRNPA0 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	HNRNPA0; HNRNPA0
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10949
Gene ID	10949
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-180 di HNRNPA0 umano (NP_006796.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13151
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio