

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hnrnpa3 Per Wb - P51991

Numero articolo: CM0021283

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro HNRNPA3 umano (P51991). Validato per WB, IHC-P ed ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Elevata specificità, ideale per lo studio del trasporto e dello splicing dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | HNRNPA3 pAb di coniglio                                                                                                                       |
| Note/Alias          | FBRNP; HNRPA3; D10S102; 2610510D13Rik; HNRNPA3                                                                                                |
| Specie              | Umano                                                                                                                                         |
| ID del gene         | 220988                                                                                                                                        |
| Immunogeno          | Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di HNRNPA3 umano (NP_001317178.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                         |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                              |
| Reattività crociata | Umano, topo, ratto                                                                                                                            |
| SWISS               | P51991                                                                                                                                        |
| Peso della proteina | 40 kDa                                                                                                                                        |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                            |