

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Hnrnpcl1 Per Wb E Elisa - O60812

Numero articolo: CM0023030

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro HNRNPCL1 umano, convalidato per Western blot (WB) ed ELISA. Adatto per studi sull'assemblamento dei nucleosomi e sulla cromatina. UniProt O60812, 32kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome del prodotto	HNRNPCL1 Rabbit pAb
Note/Alias	HNRNPCL1; HNRNPCL1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	343069
Gene ID	343069
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi da 200 al terminale C di HNRNPCL1 umano (NP_001013653.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	O60812
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio